



TECHNISCHE SPEZIFIKATION

111.30.0x

Produktbeschreibung

ULMA HAPPY SKIN GRIP, Latex-Untersuchungshandschuhe, strukturiert, puderfrei

Technische Eigenschaften

Länge (mm) min 240

Dicke an den Fingern (mm) min 0,11

Dicke an der Handfläche (mm) min 0,09

Dicke am Bündchen (mm) min 0,08

Vor Alterung

Reißfestigkeit min 9 N

| Belastung bei 500% Dehnung ! NA

Dehnung beim Zerreißen min 700 %

Dehnung beim Zerreißen min 600 %


Nach beschleunigter Alterung

Reißfestigkeit
min 6 N

Größe



Weite (mm)



Proteingehalt	Test-Standard ASTM D 5712 (mit Korrekturen)	< 50 µg/g
Pudergehalt	Test-Standard ASTM D 6124	< 2 mg/Handschuh

Bemerkung:

Dieses Produkt enthält kein(en): MBT (Mercaptobenzothiazol), Thiuram, Thiazol & Thioharnstoff.

Die Philosophie des Unternehmens sieht eine ständige Verbesserung vor und das Unternehmen behält sich das Recht vor, die hierin beinhalteten Spezifikationen ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.